

# SB-9500 | Hasta Yardım Modu Kullanım Kılavuzu ve Tanıtım Metni

---

SB-9500 insansı robotu, geniş bilgi yelpazesi ve çok yönlü işlevselliği ile neredeyse her alanda kullanılabildiği gibi, özellikle hasta yardım moduyla sağlık sektöründe önemli bir rol üstlenmektedir. Bu özel mod, hasta bireylere refakat etme, sağlık parametrelerini kontrol etme ve anında müdahale etme imkanı sunar.

Hasta Yardım Modu, özellikle şu alanlarda kullanışlıdır:

- **Refakatçilik ve Kontrol:** Robot, hasta bireylerin yanında refakatçi olarak bulunabilir ve isteğe bağlı olarak belirli aralıklarla nabız atışını kontrol edebilir. Eğer nabız atışı belirlenen seviyelerin altına düşerse veya belirli bir düzensizlik gösterirse, kullanıcıya veya belirlenen kişilere anında bildirim gönderebilir.
- **İnteraktif Sohbet:** Robot, hastalarla etkileşimli bir şekilde sohbet edebilir. Bu, hastaların moralini yükseltmek ve sosyal bağlarını güçlendirmek için önemli bir özelliktir.
- **Bilgi ve Araştırma:** Robot, internetten bilgiler çekebilir ve araştırma yapabilir. Bu sayede hastalar, ihtiyaçları olan bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilir ve gerektiğinde yakınlarına mesaj gönderebilir.

## Hasta Yardım Modu'nun Basit Kullanım Adımları:

1. Robot çalıştıktan sonra, "Hey Robot" veya "Hey Yapay Zeka" gibi ifadelerle etkileşime geçin ve cevap vermesini bekleyin.
2. Robot size sesli olarak yanıt verdikten 1-2 saniye sonra, "Hasta Yardım Modu" cümlesini içeren bir ifade kullanın. Örneğin: "Hasta Yardım Modunu Çalıştır".
3. Robot komutunuzu algıladıktan hemen sonra hasta yardım modunu başlatacak ve sizinle sesli olarak konuşmaya başlayacaktır. İlk olarak hastanın cinsiyetini isteyecektir, böylece ona hitap ederken doğru terimleri kullanabilir (Beyefendi, Hanımefendi vb.). Daha sonra hastanın adını öğrenerek mod tamamen hazır hale gelir. Ayrıca, sadece ilk açılışa özel olarak hastaya robotun kendisine nasıl hitap etmesini istediğini sorar.
4. Mod kurulumu tamamlandığında, robot hasta ile etkileşime girebilir, nabız, kalp ve ateşi ölçebilir, sohbet edebilir ve bir dizi fonksiyona erişebilir.
5. Hasta Yardım Modu'nu kapatmak için, "Hasta Yardım Modunu Kapat" cümlesini içeren bir ifade kullanmanız gereklidir.

Salih Baştan tarafından geliştirilen SB-9500, teknolojinin son noktasında üretilmiş bir insanlık yararına teknoloji robotudur. Her geçen gün güncellenen ve geleceğe yön veren bir teknoloji harikası olarak, sektördeki inovasyonlara liderlik etmeye devam edecektir. Sizde geleceğin teknolojisine bugünden bir adım atmak için bana mesaj gönderin.

---

> Salih Baştan  
>> [salihbastanmail@gmail.com](mailto:salihbastanmail@gmail.com) | [salihbastan@icloud.com](mailto:salihbastan@icloud.com)  
> SB-9500  
>> [sb9500mail@gmail.com](mailto:sb9500mail@gmail.com)

Instagram: @salihbastan